


Kaninchen-Anti-Humaner Cd273/Pd-L2-Mab Für Die Durchflusszytometrie - Q9Bq51

Artikelnummer: CM0011814



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PD-L2/CD273. Für die Durchflusszytometrie validiert. Geeignet zur Untersuchung der Regulation von Immun-Checkpoints und der T-Zell-Hemmung in der Krebs- und Autoimmunforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	Kaninchen-anti-humaner CD273/PD-L2-mAb
Bemerkungen/Alias	B7DC; Btdc; PDL2; CD273; PD-L2; PDCD1L2; bA574F11.2; PDCD1LG2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	80380
Gen-ID	80380
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-219 des humanen CD273/PD-L2 (NP_079515.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9BQ51
Proteingewicht	21 kDa/31 kDa
Versand	Kühlakku