


Kaninchen Anti-Mensch Cd273/Pd-L2 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9Bq51

Artikelnummer: CM0008144



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper spezifisch gegen humanes CD273/PD-L2, entwickelt für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Untersuchung von Immun-Checkpoint-Signalwegen und der T-Zell-Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD273/PD-L2 mAb
Bemerkungen/Aliase	B7DC; Btdc; PDL2; CD273; PD-L2; PDCD1L2; bA574F11.2; PDCD1LG2
Spezies	Mensch
Gen-ID	80380
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-219 des humanen CD273/PD-L2 (NP_079515.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9BQ51
Proteingewicht	21 kDa/31 kDa
Versand	Eisbeutel