


Kaninchen Anti-Human Cd28 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P10747

Artikelnummer: CM0012036



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD28 (Tp44), entwickelt für die Durchflusszytometrie. Dieser Antikörper richtet sich gegen das T-Zell-spezifische Oberflächenglykoprotein CD28 und ermöglicht Studien zur T-Zell-Aktivierung, -Proliferation und Immunregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD28 mAb
Bemerkungen/Alias	Tp44
Spezies	Human
GenID (human)	940
GenID	940
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem CD28, volle Länge (P10747)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (FC)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P10747
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel