


Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Gegen Humanes Cd28 Für Durchflusszytometrie Und T-Zell-Stimulation - P10747

Artikelnummer: CM0010975



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD28 (Tp44), einen kostimulatorischen Rezeptor von T-Zellen. Geeignet für die Durchflusszytometrie sowie die T-Zell-Stimulation/-Aktivierung in vitro. Ideal für die immunologische und immunonkologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD28
Bemerkungen/Alias	Tp44
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	940
GeneID	940
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen CD28
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie, T-Zell-Stimulation/-Aktivierung in vitro
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P10747
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Kühlakku