


Kaninchen-Anti-Mensch Cd28 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P10747

Artikelnummer: CM0005036



Einführung

Hochwertiger -konjugierter Kaninchen-anti-Mensch CD28 monoklonaler Antikörper (Klon Tp44), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für Studien zur T-Zell-Aktivierung und Immun-Checkpoints. Swiss-Prot: P10747.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Mensch CD28 mAk
Bemerkungen/Alias	Tp44
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	940
GenID	940
Immunogen	Rekombinantes Protein der humanen CD28 Volllänge (P10747)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P10747
Proteinmasse	25 kDa
Versand	Eisbeutel