

Kaninchen Anti-Human Cd298/Atp1B3 Mak Für Fc - P54709

Artikelnummer: CM0009067



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD298/ATP1B3, validiert für Durchflusszytometrie. Zielt auf die Natrium/Kalium-transportierende ATPase Beta-3-Untereinheit, ideal für Zelloberflächenfärbung in IVD-Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD298/ATP1B3 mAk
Bemerkungen/Alias	CD298; ATPB-3
Spezies	Human
GenID (Human)	483
GenID	483
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 66-279 von humanem CD298/ATP1B3 (NP_001670.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P54709
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel