

Kaninchen Anti-Human Cd298/Atp1B3 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P54709

Artikelnummer: CM0008996



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der spezifisch menschliches CD298/ATP1B3, die nicht-katalytische Beta-3-Untereinheit der Natrium/Kalium-transportierenden ATPase, erkennt. Geeignet für Durchflusszytometrie (FC) mit rekombinantem Immunogen und validierter Kreuzreaktivität in menschlichen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD298/ATP1B3 mAb
Bemerkungen/Alias	CD298; ATPB-3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	483
Gen-ID	483
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 66-279 von humanem CD298/ATP1B3 (NP_001670.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P54709
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel