


Kaninchen Anti-Mensch Cd30 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P28908

Artikelnummer: CM0010436



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD30 (Ki-1) für die Durchflusszytometrie. Erkennt das 50-63 kDa große Mitglied der TNFR-Superfamilie, das an der Lymphozytenaktivierung beteiligt ist. Validiert für Kreuzreaktivität mit Menschen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD30 mAb
Bemerkungen/Alias	CD30; Ki-1; D1S166E
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	943
GenID	943
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 19-379 von humanem CD30 (NP_001234.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P28908
Proteingewicht	14 kDa/50 kDa/63 kDa
Versand	Eisbeutel