


Kaninchen-Anti-Humaner-Cd30-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P28908

Artikelnummer: CM0009893



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD30 (TNFRSF8, Ki-1). Erkennt die extrazelluläre Domäne (AS 19-379). Zur durchflusszytometrischen Detektion von CD30+-Zellen. Reaktivität: Mensch.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner-CD30-mAk
Bemerkungen/Alias	CD30; Ki-1; D1S166E
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	943
Gen-ID	943
Immunogen	Rekombinantes Protein: rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 19-379 des humanen CD30 entspricht (NP_001234.3).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P28908
Proteingewicht	14 kDa/50 kDa/63 kDa
Versand	Kühlakku