


Kaninchen Anti-Mensch Cd300A Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9Ugn4

Artikelnummer: CM0008107



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD300a (CMRF35H, IRp60), validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt den inhibitorischen Rezeptor auf NK-Zellen, T-Zellen und Mastzellen. UniProt: Q9UGN4.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD300a mAb
Bemerkungen/Alias	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11314
Gen-ID	11314
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 18-178 des humanen CD300a (NP_009192.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UGN4
Proteingewicht	33 kDa/20 kDa/12 kDa/16,5 kDa
Versand	Eisbeutel