


Kaninchen-Anti-Human-Cd300A/C-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q9Ugn4/Q08708

Artikelnummer: CM0009989



Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD300a/c, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal zur Untersuchung von inhibitorischen Immunrezeptoren auf NK-Zellen, T-Zellen und anderen Leukozyten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-CD300-a/c-mAb
Bemerkungen/Alias	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
Spezies	Mensch
Gen-ID	11314/10871 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 18-178 des humanen CD300a (NP_009192.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UGN4/Q08708
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Kühlakku