


Kaninchen Anti-Humaner Cd300C Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc - Q08708

Artikelnummer: CM0011872



Einführung

-konjugierter Kaninchen-anti-humaner CD300c monoklonaler Antikörper, validiert für Immunfluoreszenz (IF/ICC) und Durchflusszytometrie (FC). Erkennt CD300c, einen auf Monozyten, Neutrophilen und Lymphozyten-Subsets exprimierten Zellmembran-Immunrezeptor. Für humane Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner CD300c mAb
Bemerkungen/Alias	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1
Spezies	Human
GeneID (Human)	10871
GeneID	10871
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-183 von humanem CD300C (NP_006669.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q08708
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eistasche