


Kaninchen Anti-Mensch Cd300C Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc - Q08708

Artikelnummer: CM0006062



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches CD300c (CMRF35-ähnliches Molekül 6), konjugiert mit . Geeignet für IF/ICC und FC. Zielmolekulargewicht: 25 kDa. Reagiert mit menschlichen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch CD300c mAk
Bemerkungen/Aliaße	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10871
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 21-183 von menschlichem CD300C (NP_006669.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q08708
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel