


Kaninchen Anti-Human Cd300C Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc - Q08708

Artikelnummer: CM0004932



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD300c (CMRF35-ähnliches Molekül 6). Validiert für Immunfluoreszenz (IF/ICC) und Durchflusszytometrie (FC). Reagiert mit humanem Material. Geeignet für die Immunzellforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD300c mAb
Bemerkungen/Alias	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10871
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-183 von humanem CD300C (NP_006669.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q08708
Protein-Gewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel