

Kaninchen Anti-Mensch Cd300F/Irem-1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q8Tdq1

Artikelnummer: CM0008719



Einführung

-konjugierter kaninchen anti-mensch CD300F/IREM-1 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Zielt auf inhibitorische Rezeptoren auf myeloischen Zellen ab; beteiligt an Efferozytose und Immunregulation. Validiert für Proben vom Menschen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD300F/IREM-1 mAb
Bemerkungen/Alias	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; CMRF35-ähnliches Molekül 1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	146722
GenID	146722
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-156 des menschlichen CD300F/IREM-1 (NP_620587.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8TDQ1
Proteingewicht	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
Versand	Eisbeutel