


Kaninchen Anti-Mensch Cd300F/Irem-1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q8Tdq1

Artikelnummer: CM0005706



Einführung

Gebrauchsfertiger -konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD300F/IREM-1, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal zum Nachweis des inhibitorischen Rezeptors auf myeloischen Zellen, zur Erforschung von Efferozytose und Immunregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen Anti-Mensch CD300F/IREM-1 mAb
Anmerkungen/Alias	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; CMRF35-ähnliches Molekül 1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	146722
GenID	146722
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-156 von humanem CD300F/IREM-1 enthält (NP_620587.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8TDQ1
Proteinmasse	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
Versand	Eisbeutel