


Kaninchen Anti-Humanes Cd300F/Irem-1 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q8Tdq1

Artikelnummer: CM0011478



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD300F/IREM-1 (CMRF35-ähnliches Molekül 1), validiert für die Durchflusszytometrie. Dieser inhibitorische Rezeptor reguliert die Funktion myeloider Zellen, Efferozytose und allergische Reaktionen. Ideal für Studien zur Immunzellprofilierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humanes CD300F/IREM-1 mAb
Bemerkungen/Alias	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; CMRF35-ähnliches Molekül 1
Spezies	Human
GeneID (Human)	146722
GeneID	146722
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-156 von humanem CD300F/IREM-1 (NP_620587.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8TDQ1
Protein-Gewicht	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
Versand	Eisbeutel