

Kaninchen Anti-Humaner Cd301/Clec10A Mab Für Fc - Q8Iun9

Artikelnummer: CM0004391



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD301/CLEC10A für die Durchflusszytometrie. Erkennt einen C-Typ-Lektin-Rezeptor auf APZ, der GalNAc-terminierte Glykane bindet, relevant in der Immunologie und Onkologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner CD301/CLEC10A mAb
Bemerkungen/Alias	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14; CD301/CLEC10A
Spezies	Human
GeneID (Human)	10462
GeneID	10462
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8IUN9
Protein-Gewicht	28kDa/32kDa/35kDa
Versand	Eisbeutel