

Kaninchen Anti-Human Cd301/Clec10A Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q8Iun9

Artikelnummer: CM0010938



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD301/CLEC10A (CLEC10A), validiert für Durchflusszytometrie. Erkennt einen C-Typ-Lektin-Rezeptor auf dendritischen Zellen; spezifisch für human. Für Immunologie- und Onkologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD301/CLEC10A mAb
Bemerkungen/Alias	HML, MGL, HML2, CD301, CLECSF13, CLECSF14, CD301/CLEC10A
Spezies	Human
GeneID (Human)	10462
GeneID	10462
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 61-316 von humanem CD301/CLEC10A (NP_878910.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8IUN9
Proteingewicht	28kDa/32kDa/35kDa
Versand	Eistasche