

Abflo 488 Kaninchen Anti-Human Cd301/Clec10A Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q8Iun9

Artikelnummer: CM0004411



Einführung

ABflo 488-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD301/CLEC10A für die Durchflusszytometrie. Erkennt den C-Typ-Lektin-Rezeptor, der an der GalNAc-Erkennung, Immunmodulation und Antigenpräsentation auf myeloischen Zellen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD301/CLEC10A mAb
Bemerkungen/Alias	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14; CD301/CLEC10A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10462
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 61-316 von humanem CD301/CLEC10A (NP_878910.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8IUN9
Protein-Gewicht	28kDa/32kDa/35kDa
Versand	Eisbeutel