

Kaninchen Anti-Humaner Cd303/Bdca-2 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q8Wtt0

Artikelnummer: CM0007776



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD303/BDCA-2 (CLEC4C), validiert für Durchflusszytometrie. Zielmarker für plasmazytoide dendritische Zellen. Geeignet für immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner CD303/BDCA-2 mAb
Bemerkungen/Alias	CLEC4C; BDCA2; CD303; CLECSF11; CLECSF7; DLEC; HECL; PRO34150; C-Typ-Lektin-Domänen-Familie 4 Mitglied C
Spezies	Mensch
GeneID (human)	170482
GeneID	170482
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8WTT0
Protein-Gewicht	21kDa/25kDa
Versand	Eistasche