

Kaninchen-Anti-Humaner Cd303/Bdca-2-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q8Wtt0

Artikelnummer: CM0012287



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD303/BDCA-2 (CLEC4C) für die Durchflusszytometrie. Erkennt humanes CD303. Geeignet zur Identifizierung plasmacytoider dendritischer Zellen in Forschungs- und diagnostischen Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner CD303/BDCA-2-mAb
Bemerkungen/Alias	CLEC4C; BDCA2; CD303; CLECSF11; CLECSF7; DLEC; HECL; PRO34150; C-Typ-Lektin-Domänenfamilie, Mitglied C
Art	human
Gen-ID	170482
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 45-213 des humanen CD303/BDCA-2 (NP_569708.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8WTT0
Proteingewicht	21 kDa/25 kDa
Versand	Kühlakku