

Kaninchen Anti-Human Cd303/Bdca-2 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q8Wtt0

Artikelnummer: CM0011860



Einführung

-konjugierter monoklonaler Antikörper aus Kaninchen, der gegen humanes CD303/BDCA-2 (CLEC4C) gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie, ideal für die Immunphänotypisierung von plasmazytoiden dendritischen Zellen. SWISS: Q8WTT0.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD303/BDCA-2 mAk
Bemerkungen/Alias	CLEC4C; BDCA2; CD303; CLECSF11; CLECSF7; DLEC; HECL; PRO34150; C-Typ-Lektin-Domänen-Familie 4 Mitglied C
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	170482
Gen-ID	170482
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 45-213 von humanem CD303/BDCA-2 (NP_569708.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8WTT0
Proteingewicht	21kDa/25kDa
Versand	Eisbeutel