

Kaninchen Anti-Human Cd303/Bdca-2 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q8Wtt0

Artikelnummer: CM0008854



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD303/BDCA-2, konjugiert an , validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung von plasmazytoiden dendritischen Zellen und Antigenpräsentationsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD303/BDCA-2 mAb
Bemerkungen/Alias	DLEC; HECL; BDCA2; CD303; BDCA-2; CLECSF7; CLECSF11; PRO34150
Spezies	Human
GeneID (Human)	170482
GeneID	170482
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 45-213 von humanem CD303/BDCA-2 (NP_569708.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8WTT0
Proteingewicht	21kDa/25kDa
Versand	Eistasche