


## Kaninchen Anti-Human Cd304/Neuropilin-1 Mab Für Fc - O14786

Artikelnummer: CM0004662



### Einführung

-konjugierter monoklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes CD304/Neuropilin-1, validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für Studien zu Angiogenese, Neuroentwicklung und SARS-CoV-2-Wirksamkeit.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen anti-human CD304/Neuropilin-1 mAb                                                                                             |
| Bemerkungen/Alias | NP1, NRP, BDCA4, CD304, VEGF165R                                                                                                        |
| Spezies           | Human                                                                                                                                   |
| GeneID (Human)    | 8829                                                                                                                                    |
| GeneID            | 8829                                                                                                                                    |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-644 von humanem CD304/Neuropilin-1 (NP_003864.5) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                               |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                  |
| Anwendung         | FC                                                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                                   |
| SWISS             | O14786                                                                                                                                  |
| Protein-Gewicht   | 68kDa/71kDa/103kDa                                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                               |