


Kaninchen-Anti-Humaner Cd304/Neuropilin-1-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - O14786

Artikelnummer: CM0009792



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD304/Neuropilin-1 (SWISS O14786) für die Durchflusszytometrie. Validiert mit einem rekombinanten Immunogen, das die extrazelluläre Domäne umfasst. Ideal für die Forschung zu Angiogenese, Neuroentwicklung und viraler Aufnahme.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner CD304/Neuropilin-1-mAb
Bezeichnungen/Alias	NP1; NRP; BDCA4; CD304; VEGF165R
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	8829
GeneID	8829
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-644 des humanen CD304/Neuropilin-1 (NP_003864.5) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14786
Proteingewicht	68 kDa/71 kDa/103 kDa
Versand	Kühlakku