


Kaninchen Anti-Human Cd305/Lair1 Mab Für Fc - Q6Gtx8

Artikelnummer: CM0006117



Einführung

Kaninchen anti-Human CD305/LAIR1 monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie (FC). Spezifisch für humanes LAIR1, exprimiert auf NK-, T-, B-Zellen, Monozyten, dendritischen Zellen. Ideal für die Analyse von Immunzellrezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD305/LAIR1 mAb
Bemerkungen/Alias	LAIR1; CD305; LAIR-1; leukozytenassoziiertes immunglobulinartiges Rezeptor 1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3903
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 22-163 von humanem CD305/LAIR1 (NP_002278.2) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q6GTX8
Proteingewicht	23kDa/29kDa/31kDa
Versand	Eisbeutel