

Kaninchen Anti-Mensch Cd305/Lair1 Mak - Q6Gtx8

Artikelnummer: CM0012268



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD305/LAIR1, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt den inhibitorischen Rezeptor auf NK-, T- und B-Zellen und unterstützt die immunologische und immuno-onkologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch CD305/LAIR1 mAk
Bemerkungen/Alias	LAIR1; CD305; LAIR-1; Leukozyten-assoziiertes Immunglobulin-ähnlicher Rezeptor 1
Spezies	Mensch
Gen-ID	3903
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-163 von humanem CD305/LAIR1 (NP_002278.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q6GTX8
Proteinmolekulargewicht	23 kDa/29 kDa/31 kDa
Versand	Eisbeutel