

Kaninchen Anti-Mensch Cd305/Lair1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q6Gtx8

Artikelnummer: CM0004480



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD305/LAIR1, validiert für Durchflusszytometrie (FC). Erkennt einen inhibitorischen Rezeptor auf NK-Zellen, T-Zellen und B-Zellen; geeignet für immunologische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch CD305/LAIR1 mAk
Bemerkungen/Alias	LAIR1; CD305; LAIR-1; Leukozyten-assoziierte Immunglobulin-ähnliche Rezeptor 1
Spezies	Mensch
Gen ID	3903 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-163 von humanem CD305/LAIR1 enthält (NP_002278.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q6GTX8
Proteinmasse	23 kDa/29 kDa/31 kDa
Versand	Eisbeutel