

Kaninchen Anti-Human Cd307A/Fcrl1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q96La6

Artikelnummer: CM0010267

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der auf humanes CD307a/FCRL1 (Fc-Rezeptor-ähnliches Protein 1) abzielt. Validiert für Durchflusszytometrie in humanen Proben, unterstützt B-Zell-Subgruppenanalyse und Immunphänotypisierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD307a/FCRL1 mAb
Bemerkungen/Alias	FCRH1; IFGP1; IRTA5; CD307a
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	115350
Gen-ID	115350
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend Aminosäuren 17-303 von humanem CD307a/FCRL1 (NP_443170.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96LA6
Protein-Gewicht	47kDa/40kDa/22kDa
Versand	Eisbeutel