

Kaninchen Anti-Human Cd307A/Fcrl1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q96La6

Artikelnummer: CM0005122

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes CD307a/FCRL1 (FCRH1, IRTA5, CD307a) gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie. Geeignet für die Untersuchung der B-Zell-Aktivierung und Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen anti-Human CD307a/FCRL1 mAk
Bemerkungen/Alias	FCRH1; IFGP1; IRTA5; CD307a
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	115350
Gen-ID	115350
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q96LA6
Proteingewicht	47kDa/40kDa/22kDa
Versand	Eisbeutel