

Kaninchen Anti-Human Cd307A/Fcrl1 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q96La6

Artikelnummer: CM0004265

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD307a/FCRL1, validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für Studien zur B-Zell-Rezeptor-Signalübertragung, Immunphänotypisierung und B-Zell-Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human CD307a/FCRL1 mAb
Bemerkungen/Alias	FCRH1; IFGP1; IRTA5; CD307a
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	115350
Gen-ID	115350
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 17-303 von humanem CD307a/FCRL1 (NP_443170.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q96LA6
Proteingewicht	47kDa/40kDa/22kDa
Versand	Eisbeutel