

Kaninchen Anti-Human Cd307B (Fcrl2) Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q96La5

Artikelnummer: CM0004347

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes CD307b (FCRL2) gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Validiert an humanen Proben. CD307b könnte die B-Zell-Entwicklung regulieren und wird bevorzugt in Gedächtnis-B-Zellen exprimiert.

[Mehr erfahren](#)

Produktname	Kaninchen anti-Human CD307b mAk
Bemerkungen/Alias	FCRH2, IFGP4, IRTA4, CD307b, SPAP1A, SPAP1B, SPAP1C
Spezies	Human
Gen-ID	79368
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 20-395 von humanem CD307b (NP_110391.2) enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
FC (Durchflusszytometrie)	
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q96LA5
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel