

Kaninchen-Anti-Humanes Cd307B Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q96La5

Artikelnummer: CM0005869

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD307b (FCRL2/IRTA4). Validiert für Durchflusszytometrie, geeignet für B-Zell-Entwicklung und Gedächtnis-B-Zell-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	Kaninchen-anti-Humanes CD307b mAb
Bemerkungen/Alias	FCRH2; IFGP4; IRTA4; SPAP1; CD307b; SPAP1A; SPAP1B; SPAP1C
Spezies	Human
GeneID (Human)	79368
GeneID	79368
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-395 von humanem CD307b (NP_110391.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q96LA5
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eistasche