

Kaninchen Anti-Mensch Cd307B Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q96La5

Artikelnummer: CM0005863

Einführung

Hochwertiger -konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD307b (FCRL2) für die Durchflusszytometrie. Validiert für humane Kreuzreaktivität, 56 kDa Proteinmasse, rekombinantes Immunogen. Ideal für die B-Zell-Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Rabbit anti-Human CD307b mAb
Bemerkungen/Alias	FCRH2; IFGP4; IRTA4; SPAP1; CD307b; SPAP1A; SPAP1B; SPAP1C
Spezies	Mensch
Gen-ID	79368
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-395 von humanem CD307b (NP_110391.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96LA5
Proteinmasse	56 kDa
Versand	Eisbeutel