


Kaninchen Anti-Humaner Cd314 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P26718

Artikelnummer: CM0010636



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD314 (NKG2D), validiert für die Durchflusszytometrie. Ermöglicht den direkten Nachweis der Expression aktivierender NK-Zell-Rezeptoren in immunologischen und Krebsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner CD314 mAb
Bemerkungen/Alias	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D12S2489E
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	22914
Gen-ID	22914
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P26718
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel