


Kaninchen-Anti-Human-Cd314-(Nkg2D)-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P26718

Artikelnummer: CM0008716



Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD314 (NKG2D), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für Studien zur Immunüberwachung und zur Erforschung der Aktivierung von NK-/T-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-CD314-mAb
Bezeichnungen/Alias	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D12S2489E
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	22914
Gen-ID	22914
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 73-216 des humanen CD314 (NP_031386.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P26718
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Kühlakku