

Kaninchen Anti-Mensch Cd317/Bst2 Mak Für Fc - Q10589

Artikelnummer: CM0009447



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD317/BST2 (Tetherin/HM1.24), validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Zielt auf einen 20 kDa antiviralen Restriktionsfaktor ab; geeignet für Forschung zur angeborenen Immunität und viralen Knospung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Mensch CD317/BST2 mAk
Bemerkungen/Alias	CD317; HM1.24; TETHERIN
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	684
Gen-ID	684
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 49-160 des humanen CD317/BST2 (NP_004326.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q10589
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Eisbeutel