

Kaninchen Anti-Human Cd317/Bst2 Mak Für Durchflusszytometrie - Q10589

Artikelnummer: CM0008602



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes CD317/BST2 (Tetherin) gerichtet ist. Entwickelt für Anwendungen der Durchflusszytometrie. Nützlich zur Untersuchung von viralen Restriktionsmechanismen, der B-Zell-Entwicklung und des multiplen Myeloms.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD317/BST2 mAk
Bemerkungen/Alias	CD317; HM1.24; TETHERIN
Spezies	Human
GenID (Human)	684
GenID	684
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 49-160 von humanem CD317/BST2 (NP_004326.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q10589
Proteingewicht	18kDa/19kDa
Versand	Eisbeutel