

Kaninchen Anti-Mensch Cd317/Bst2 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q10589

Artikelnummer: CM0012269



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes CD317/BST2 (Tetherin) gerichtet ist, validiert für Durchflusszytometrie (FC). Ideal für die Untersuchung von antiviralen Restriktionen und Immunsignalisierung in humanen Proben. 18-19 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch CD317/BST2 mAk
Bemerkungen/Alias	CD317; HM1.24; TETHERIN
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	684
Gen-ID	684
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 49-160 von humanem CD317/BST2 (NP_004326.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q10589
Proteingewicht	18kDa/19kDa
Versand	Eisbeutel