

Kaninchen-Anti-Humaner Cd317/Bst2-Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q10589

Artikelnummer: CM0010677



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD317/BST2 (Tetherin), einen Restriktionsfaktor der viralen Knospung und Marker des multiplen Myeloms. Für die durchflusszytometergestützte Immunphänotypisierung und die antivirale Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner CD317/BST2-mAb
Bemerkungen/Alias	CD317; HM1.24; TETHERIN
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	684
GeneID	684
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 49-160 des humanen CD317/BST2 (NP_004326.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q10589
Proteingewicht	18 kDa/19 kDa
Versand	Kühlbeutel