

Kaninchen Anti-Human Cd31/Pecam1 Mab Für Fc - P16284

Artikelnummer: CM0008784



Einführung

-konjugierter monoklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes CD31/PECAM1 für die Durchflusszytometrie (FC). An humanen Proben validiert, erkennt ein 83 kDa Protein. Ideal für Studien an Leukozyten und Endothelzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human CD31/PECAM1 mAb
Bemerkungen/Alias	CD31; PECA1; GPIIA ⁺ ; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
Spezies	Human
GeneID (Human)	5175
GeneID	5175
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 28-601 von humanem CD31 (NP_000433.4) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P16284
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel