

Kaninchen-Anti-Humaner Cd31/Pecam1-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P16284

Artikelnummer: CM0010940



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD31/PECAM1, konjugiert mit dem ABflo®-700-Fluorophor, für die durchflusszytometrische Analyse von Endothelzellen, Thrombozyten und Leukozyten. Für FC validiert, kreuzreagiert mit humanem CD31/PECAM1.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner CD31/PECAM1-mAb
Bemerkungen/Alias	CD31; PECA1; GPIIA ⁺ ; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
Spezies	Mensch
GeneID	5175
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 28-601 des humanen CD31/PECAM1 (NP_000433.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P16284
Proteingewicht	83 kDa
Versand	Kühlakku