

-Kaninchen-Anti-Human-Cd326/Epcam Monoklonaler Antikörper Für Fc - P16422

Artikelnummer: CM0005021



Einführung

-konjugierter, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes CD326/EPCAM, validiert für die Durchflusszytometrie. Detektiert Epithelial Cell Adhesion Molecule für Anwendungen in der Krebs- und Stammzellforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD326/EPCAM mAb
Bemerkungen/Alias	ESA; KSA; M4S1; MK-1; DIAR5; EGP-2; EGP40; KS1/4; MIC18; TROP1; BerEp4; EGP314; HNPCC8; LYNCH8; MOC-31; Ber-Ep4; TACSTD1
Spezies	Human
GeneID (Human)	4072
GeneID	4072
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-265 von humanem CD326/EPCAM (NP_002345.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P16422
Protein-Gewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel