

Kaninchen Anti-Mensch Cd326/Epcam Monoklonaler Antikörper Für If/Icc Und Fc - P16422

Artikelnummer: CM0005562



Einführung

konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper, der humanes CD326/EpCAM targetiert, validiert für Immunfluoreszenz (IF/ICC) und Durchflusszytometrie (FC). Ideal für Forschung zum epithelialen Zelladhäsionsmolekül in Krebs- und Stammzellstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch CD326/EPCAM mAk
Bemerkungen/Alias	ESA; KSA; M4S1; MK-1; DIAR5; EGP-2; EGP40; KS1/4; MIC18; TROP1; BerEp4; EGP314; HNPCC8; LYNCH8; MOC-31; Ber-Ep4; TACSTD1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4072
GenID	4072
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-265 des menschlichen CD326/EPCAM (NP_002345.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P16422
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel