

Kaninchen Anti-Mensch Cd33 Mab Für Fc - P20138

Artikelnummer: CM0009162



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD33 (Siglec-3, p67) für die Durchflusszytometrie. Erkennt ein ~40 kDa myeloisches Oberflächenantigen. Geeignet für humane Proben. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD33 mAb
Bemerkungen/Alias	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Spezies	Mensch
GenID (menschlich)	945
GenID	945
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P20138
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel