

Kaninchen-Anti-Humaner-Cd33-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P20138

Artikelnummer: CM0011234



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD33 (Siglec-3), validiert für die Durchflusszytometrie (FC) in humanen Proben. Ideal für die Analyse myelomonozytärer Zellen und von Mikrogliazellen; SWISS: P20138.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner-CD33-mAb
Bemerkungen/Alias	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Spezies	Mensch
GeneID	945
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 18-259 des humanen CD33 entspricht (NP_001763.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P20138
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Kühlakku