


Kaninchen Anti-Mensch Cd33 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P20138

Artikelnummer: CM0004807



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches CD33 (Siglec-3, gp67). Erkennt die extrazelluläre Domäne. Validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Immunphänotypisierung von myeloischen Zellen und Mikroglia. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD33 mAb
Bemerkungen/Alias	CD33; SIGLEC-3; SIGLEC3; p67; CD33-Molekül
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	945
Gen-ID	945
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 18-259 von menschlichem CD33(NP_001763.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P20138
Proteingewicht	25kDa/33kDa/39kDa
Versand	Eisbeutel