

Kaninchen-Anti-Mensch Cd335/Nkp46 Mab - 076036

Artikelnummer: CM0005405



Einführung

Kaninchen-anti-Mensch CD335/NKp46 monoklonaler Antikörper für Immunfluoreszenz und Durchflusszytometrie zum Nachweis des natürlichen Zytotoxizität-auslösenden Rezeptors 1 auf NK-Zellen. Validiert an menschlichen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Mensch CD335/NKp46 mAb
Bemerkungen/Alias	NCR1; CD335; LY94; NK-p46; NKP46; natürlicher Zytotoxizität-auslösender Rezeptor 1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9437
GenID	9437
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-254 des menschlichen CD335/NKp46 (NP_004820.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O76036
Proteingewicht	21 kDa/22 kDa/23 kDa/32 kDa/34 kDa
Versand	Eisbeutel