

Kaninchen-Anti-Human-Cd335/Nkp46-Monoklonaler Antikörper Für Fc - O76036

Artikelnummer: CM0012537



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD335/NKp46, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt den Rezeptor 1, der die natürliche Zytotoxizität auf NK-Zellen auslöst. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-Anti-human-CD335/NKp46-mAb
Bemerkungen/Alias	LY94; CD335; NKP46; NK-p46
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9437
Gen-ID	9437
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 22-254 des humanen CD335/NKp46 (NP_004820.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O76036
Proteingewicht	21 kDa/22 kDa/23 kDa/32 kDa/34 kDa
Versand	Kühlakku